

MULTIFILAMENTO TORCIDO  
TWISTED MULTIFILAMENT

# LINO LINEN



suturas · sutures

Sutura natural no absorbible

Braided natural non absorbable suture

## Aguja 1/2 círculo cilíndrica 1/2 circle taper needle



TIPO TYPE	AGUJA NEEDL		LONGITUD DE HEBRA THREAD LENGTH	EP	USP	CÓDIGO CODE
C - 15	25 mm		90 cm	2	3/0	63146
			90 cm	3	2/0	63147
			90 cm	3,5	0	63148
C - 20	30 mm		90 cm	2	3/0	63183
			90 cm	3	2/0	63184
			90 cm	3,5	0	63185
			90 cm	4	1	63186
			90 cm	5	2	63187
C - 25	35 mm		90 cm	3,5	0	63225
			90 cm	4	1	63226

## Aguja 1/2 círculo triangular 1/2 circle reverse cutting needle



TIPO TYPE	AGUJA NEEDL		LONGITUD DE HEBRA THREAD LENGTH	EP	USP	CÓDIGO CODE
TC-20	30 mm		90 cm	4	1	63201
TC-25	36 mm		90 cm	5	2	63238

## Hebras sin aguja Pre-cut sutures without needle

LONGITUD DE HEBRA THREAD LENGTH		EP	USP	CÓDIGO CODE
1 hebra de 100 cm. 1 thread of 100 cm.		3	2/0	63054
		3,5	0	63055
		4	1	63056
		5	2	63057
10 hebras de 75 cm. 10 threads of 75 cm.		2	3/0	63515
		3	2/0	63516
		3,5	0	63517
		4	1	63518
20 hebras de 50 cm. 20 threads of 50 cm.		3	2/0	63040
		3,5	0	63041
		4	1	63042
		5	2	63043

ENVASE: CAJAS 12/50 UDS  
Color marfil

BOXES 12/50 UNITS  
Ivory colour

## DATOS TÉCNICOS

### TIPO

Multifilamento torcido

### COMPOSICION

Fibras de tallo de "Linum Usitatisimum" parafinadas

### COLOR

Marfil

### REACCIÓN TISULAR

Mínima

### REABSORCIÓN

Permanece en el organismo de forma indefinida

### VIRTUDES

Gran inercia química y biológica, elevada resistencia a la tracción que aumenta cuando el hilo se humedece. Gran seguridad en los nudos

### APLICACIONES

En la mayoría de los tejidos corporales como sutura o ligadura, cirugía plástica, gastrointestinal y general

## TECHNICAL DATA

### TYPE

Twisted multifilament

### COMPOSITION

Fibres proceeding from the "Linum Usitatisimum" stem, treated with paraffin wax

### COLOR

Ivory

### TISSUE REACTION

Minimal

### ABSORPTION

It remains indefinitely in the organism


### VIRTUES

A great biological and chemical inertia, a high tensile strength which increases when the strand gets wet, and high safety in knotting

### APPLICATIONS

In most of the corporal tissues as suture or ligature, plastic, gastrointestinal and general surgery

## TENSIÓN DE RUPTURA CON NUDO RUPTURE TENSION WITH KNOT



oftalmología

suturas

radioterapia

antiescara



Carretera de Alicante 28. 30007 Murcia, Spain. P.O.Box 4065  
Teléfonos 968 24 04 62 / 968 24 04 66. Fax 968 23 48 54 / 968 23 28 21  
comercial@lorcamarin.es  
www.lorcamarin.es