



IL MICROSCOPIO PER ODONTOIATRIA

DISTRIBUTORE
ESCLUSIVO ED UNICA
ASSISTENZA TECNICA
AUTORIZZATA PER L'ITALIA

CLASSIMPLANT[®]
DENTALHABITAT

CLASSIMPLANT srl
Via delle Costellazioni, 305 - 00144 Roma
tel. 06 87 44 031 - fax 06 87 44 03 77
classimplant@classimplant.com
www.classimplant.com
www.dentalhabitat.it


KAPS
CHI SIAMO

La **Karl Kaps GmbH** è stata fondata ad Asslar (Germania), vicino alla città di Wetzlar, una zona rinomata per la produzione di ottiche di alta qualità. Nel corso di 60 anni di storia, **Karl Kaps GmbH** ha ottenuto ampi consensi in oltre 70 nazioni, come produttore di microscopi chirurgici in varie discipline: Oftalmologia, Ginecologia, Neurochirurgia, Chirurgia Plastica, Odontoiatria.

La forza della **Karl Kaps GmbH** è quella di offrire soluzioni uniche e personalizzate, finalizzate alla soddisfazione della clientela, utilizzando progetti, sviluppi e sistemi produttivi certificati ISO 9001 ed in conformità con gli standard CE.

I nostri gruppi di studio per lo sviluppo dei prodotti, lavorano a stretto contatto con fisici e medici di tutto il mondo, al fine di progettare strumenti ottici all'avanguardia ed adeguati alle esigenze dei professionisti di oggi.

La Class Implant, in qualità di unico e solo distributore in esclusiva della linea Kaps in Italia, è presente con le sue macchine presso i più rinomati studi dentistici italiani e presso le Università più prestigiose del territorio nazionale.

La proverbiale perizia tedesca, l'attenzione per i dettagli, la sapiente combinazione di tecnologie tradizionali ed ultramoderne, l'elevato grado di professionalità di chi produce le singole parti e di coloro che completano l'assemblaggio finale di ciascun dispositivo, gli approfonditi controlli ed i severi test qualitativi effettuati sul prodotto definitivo, secondo i rigidi standard CE ed ISO 9001 fanno dei microscopi Kaps un esempio inimitabile per qualità, innovazione e sicurezza.

KAPS
CARATTERISTICHE
SUPPORTO:

stativo mobile - stativo fisso - soffitto - parete - banco

BRACCIO:

standard - new type L - new type M

ILLUMINAZIONE:

alogena 12v 100w - fibra ottica 15v 150w - modulo - Xenon 15v 180w - regolazione luce spot fibra ottica

FILTRI:

giallo per compositi - verde per chirurgia

INGRANDIMENTI:

5 scatti - zoom manuale - zoom motorizzato - zoom digitale a pedale

FOCUS:

micrometrica manuale (su testata o su obiettivo) - micrometrica motorizzata

PORTAOCULARI:

dritto - fisso a 45° - fisso a 60° - inclinabile 0/210°

OBIETTIVO FISSO:

100mm - 150mm - 175mm - 200mm - 250mm - 275mm - 300mm - 400mm

OBIETTIVO CON MESSA A FUOCO FINE:

200mm - 250mm - 300mm

SNODI:

standard - frizionato - magnetico

PARTITORI:

monolaterale - bilaterale - monolaterale inclinato a 45° - possibilità porta oculari assistente

DEVIATORI E ADATTATORI:

tv tube - foto tube - adapter per videocamera o fotocamera digitale - adapter FULL-HD

DOCUMENTAZIONE:

fotocamere reflex analogiche - fotocamere reflex digitali - telecamere analogiche 1ccd (passo cmount)

telecamere digitali 3ccd (consumer) - telecamere HD (consumer) - telecamere FULL-HD 3CCD

LABORATORIO:

top, medio ed easy: 3 versioni modulabili da banco con le caratteristiche tecniche sopra citate

**L'UNICO
MICROSCOPIO
IN COMMERCIO
INTERAMENTE
MODULABILE ED
IMPLEMENTABILE**

CLASSIMPLANT
DENTALHABITAT

 DISTRIBUTORE ESCLUSIVO ED UNICA ASSISTENZA TECNICA AUTORIZZATA PER L'ITALIA
Via delle Costellazioni, 305 - 00144 Roma - tel. 06 87 44 031 - fax 06 87 44 03 77 - classimplant@classimplant.com